

## Cellion-Hörgeräte:

# Vereinfachen Sie Ihr Leben.

### Nie mehr Batterien wechseln.

Eine revolutionäre Weiterentwicklung der Hörsysteme-Ladetechnologie: Cellion.

Cellion ist ein kleines RIC-Hörsystem, das sich in der Ladestation ab- und außerhalb der Ladestation selbständig anschaltet.

Die innovative Lithium-Ionen-Akkutechnologie erzielt eine Betriebsdauer von bis zu 24 Stunden. In nur vier Stunden sind die Hörgeräte komplett geladen. Nach einem 30-minütigen Nachladen können sie bereits sieben Stunden lang genutzt werden. Da Cellion per Induktion geladen wird, benötigt es weder Öffnungen für Ladekontakte noch ein Batteriefach. Somit ist es auch hervorragend gegen Feuchtigkeit geschützt. Und für alle Fälle ist die Ladestation mit einer Trocknungsfunktion ausgestattet, die mit dem Aufladen automatisch startet.

**Lange Betriebsdauer**  
Hält bis zu 24 Stunden

**Kein Batteriefach**  
Automatisches An-/Ausschalten während des Aufladens. Kein Batteriewechsel mehr nötig!

Cellion



**Aufladen**  
Cellion ist ein induktiv aufladbares Hörgerät mit Lithium-Ionen-Akku – eine Weltneuheit in dieser Kombination.

Cellion  
Größe in cm



Cellion ist in einer großen Farbauswahl erhältlich



## Zubehör für Cellion-Hörgeräte:

# Immer richtig verbunden.

### Enorme Diskretion, enormer Komfort.

Für Ihre Cellion-Hörgeräte bieten wir Ihnen ein umfangreiches Zubehör-Sortiment. Mit diesen praktischen Helfern ermöglichen wir Ihnen noch mehr Komfort und Diskretion. So können Sie mit der touchControl-App\* Ihre Cellion-Hörgeräte direkt über Ihr Smartphone steuern.

Wenn Sie kein Smartphone nutzen wollen – kein Problem! Verwenden Sie die miniPocket einfach als Schlüsselanhänger – für eine diskrete und komfortable Bedienung.



Außerdem können Sie Ihre Hörgeräte auch mit dem Bluetooth-Verbindungsgerät easyTek und der easyTek-App\* fernbedienen. Die easyTek empfängt den Ton von Fernsehern, Bluetooth-fähigen Telefonen, MP3-Playern sowie vielen anderen Geräten und sendet ihn direkt in Ihre Hörgeräte – auch den Klingelton Ihres Telefons. So verpassen Sie keinen Anruf mehr, auch wenn Sie beispielsweise gerade fernsehen.



\* Kompatibel mit Adroid und iOS. Download kostenlos.

## Genießen Sie den wahren Klang des Lebens.

Im Großraumbüro, in einem überfüllten Geschäft oder in einem gut besuchten Restaurant: überall dort, wo es laute Umgebungsgereusche gibt, erfordern Unterhaltungen Konzentration und Mühe. Sich in schwierigen Situationen anzustrengen um zuzuhören, kann über den Tag hinweg ermüdend sein. Das ist ein Szenario, das sogar Personen, die gut hören, kennen.

Die neuen Cellion-Hörgeräte helfen, dies zu bewältigen. Die hochentwickelte Funktion SpeechMaster hebt den dominanten Sprecher hervor und reduziert alle anderen Stimmen und Klänge. Sie hören somit das, was Sie hören wollen - Ihren Gesprächspartner. Und Sie werden von Hintergrundgeräuschen weniger abgelenkt.



Die Informationen in diesem Dokument enthalten allgemeine Beschreibungen der technischen Möglichkeiten, welche im Einzelfall nicht immer vorliegen müssen und können ohne vorherige Bekanntgabe abgeändert werden.

Die Bluetooth Wortmarke und das Logo sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG Inc. Jegliche Nutzung dieser Marke durch die Signia GmbH geschieht unter Lizenz. Andere Handelsmarken und -namen gehören den jeweiligen Inhabern.

Android und Google Play sind Handelsmarken von Google Inc. Apple App Store ist eine Handelsmarke von Apple Inc.

### Hersteller

Signia GmbH  
Henri-Dunant-Straße 100  
91058 Erlangen  
Deutschland

Signia GmbH ist eine Markenlizenznehmerin der Siemens AG.

### Kontakt

Sivantos GmbH  
Henri-Dunant-Straße 100  
91058 Erlangen  
Deutschland  
Tel.: +49 9131 308-0

Sivantos AG  
Soodstrasse 57  
8134 Adliswil  
Schweiz  
Tel.: +41 44 711 74 74

02921-99C1 | Gedruckt in Deutschland  
© 10.2016 Signia GmbH

[signia-hoergeraete.de](http://signia-hoergeraete.de)  
[signia-hoergeraete.at](http://signia-hoergeraete.at)  
[signia-hoergeraete.ch](http://signia-hoergeraete.ch)

**signia**

Life sounds brilliant.

## Erleben Sie die bunte Welt des Hörens.

Die neuen Hörgeräte Cellion.  
Ausgezeichnet hören. Ohne darüber nachzudenken.



## Das neue Cellion.

### Macht das Beste aus Ihrem Tag.

Willkommen in der nächsten Generation der Hörgerätetechnologie! Cellion ist das erste Hörgerät, das Lithium-Ionen-Akkutechnologie und induktives Laden kombiniert - ganz ohne Ladekontakte. Die Lithium-Ionen-Technologie sorgt für einen leistungsstarken Betrieb von bis zu 24 Stunden, ohne dass die Hörgeräte aufgeladen werden müssen. Das Gehäuse ist wie aus einem Guss und kommt ohne Batteriefach oder Ladekontakte aus. Das bedeutet für Sie: hervorragende Feuchtigkeitsresistenz!



Cellion touchControl-App Induktiv-Ladestation

Hörsysteme

**SIEMENS**

[signia-hoergeraete.de/cellion](http://signia-hoergeraete.de/cellion)