

Mehr über Motion 13.

myHearing-App.

Das neue Motion 13.

Erfreuen Sie sich am Klang des Lebens.

Ein nettes Gespräch bei einem Kaffee, toben im Garten mit den Enkelkindern oder auf dem Balkon sitzen und den Vögeln zuhören - mit den Hörgeräten Signia Motion 13 erleben Sie eine großartige Klangerfahrung. Außerdem bieten sie Ihnen ausgezeichnetes Audio-Streaming von Ihrem TV und iPhone in Stereo-Qualität direkt in Ihre Hörgeräte.

Hören Sie den natürlichen Klang Ihrer Stimme.

Ihrem Enkelkind ein Buch vorlesen, ein kleiner Plausch mit den Nachbarn, Urlaubsbilder mit Freunden ansehen - die Hörgeräte Signia Motion 13 lassen Sie alle wundervollen Momente des Lebens genießen.

Mit den Hörgeräten Motion 13 können Sie Ihre Stimme in bestmöglichem Einklang mit Ihrer Umwelt wahrnehmen. Auf diese Weise genießen Sie eine natürliche Hörerfahrung in bestmöglicher Hörqualität, ob Sie bei einem guten Buch entspannen oder mit Freunden im Freien unterwegs sind.

Bitte beachten:
Funktionen hängen von der Konfiguration des individuellen Hörgerätes ab. Ihr Hörakustiker wird Sie hierzu gerne beraten.

Genießen Sie Direct-Streaming von Telefonaten, Musik und TV.

Streamen Sie Telefonate oder Sprachnachrichten direkt in Ihre Hörgeräte. Sehen Sie fern mit Ihren Lieben, ändern Sie die Lautstärke abgestimmt auf Ihre Hörbedürfnisse - kein Problem mit den Hörgeräten Motion 13.

Mit der myControl-App* können Sie von verschiedenen Audio-Quellen direkt in Ihre Hörgeräte streamen und diese fernbedienen. Alles, was Sie hierzu benötigen, ist ein iPhone.

Weitere Fakten.




Optionale Telefonspule
Das optional erhältliche Batteriefach von Signia Motion 13 ist mit einer Telefonspule ausgestattet. An Orten mit einer Induktionsschleife hilft es Ihnen, den Sprecher klarer zu verstehen. Wählen Sie einfach das T-Programm aus, wenn Sie das T-Zeichen links in Ihrer Umgebung sehen.



Farben
Motion 13 ist in einer Vielzahl von Haut- und Haartönen erhältlich. Verfügbare Farben hängen vom Modell ab.

Originalgröße in cm



Persönliche Betreuung, überall.

Ihr Weg zum mühelosen Hören ist sogar noch einfacher mit der myHearing-App für Ihr Smartphone. Sie lässt Sie in kürzester Zeit mit Ihren neuen Hörgeräten vertraut werden. Sie können spezielle Hörübungen absolvieren, in der Bedienungsanleitung nachschlagen und sich mit Ihrem Hörakustiker verbinden. Immer und überall.



* Kompatibel mit Android und iOS. Der Download ist kostenlos.

Erfahren Sie mehr unter signia-hoergeraete.de oder fragen Sie Ihren Hörakustiker nach mehr Informationen über die Hörgeräte Motion 13, nützliches Zubehör oder die myHearing-App.

Genießen Sie volle Konnektivität.



- Telefon**
Streamen Sie Telefonate direkt von Ihrem iPhone (und mit dem StreamLine Mic von Ihrem Android-Smartphone) in Ihre Hörgeräte - für absoluten Komfort.
- Musik**
Hören Sie Ihre Lieblingsmusik von Ihrem iPhone (und mit StreamLine Mic von Ihrem Android-Smartphone) direkt in Ihren Hörgeräten - für eine herausragende Klangerfahrung.
- TV**
Hören Sie den Fernsehton mit StreamLine TV direkt in Ihren Hörgeräten. Starten Sie einfach das Streaming und stellen Sie die Lautstärke mit der myControl-App ein. Das TV-Streaming ist auch ohne Smartphone möglich.
- Fernbedienung**
Stellen Sie mit der myControl-App und Ihrem Smartphone als Fernbedienung die Hörgeräte Motion 13 ein und stimmen Sie die Hörgeräte auf Ihre persönlichen Vorlieben ab.

Und wenn Sie kein Smartphone besitzen, können Sie mit der Fernbedienung miniPocket Ihre Hörgeräte komfortabel steuern.

Erleben Sie natürliches Hören.



- Hören der eigenen Stimme**
Durch die Weltneuheit **OVP™ (Own Voice Processing)** erleben Sie mit den Hörgeräten Motion 13 eine natürlich klingende eigene Stimme, kombiniert mit umfassendem Hören aller anderer Umgebungsgeräusche - für die angenehmste natürliche Hörerfahrung.
- Sprache im Störgeräusch**
Dank ihrer herausragenden **Sprachverarbeitung** ermöglichen die Hörgeräte Motion 13, Sprache klar und deutlich zu hören. Das macht es für Sie einfacher, Ihren Gesprächspartner zu verstehen, sogar in sehr lauter Umgebung wie in einem Restaurant oder auf einer Konferenz.
- Unterhaltung in Bewegung**
Die **3D-Klassifikation** der Hörgeräte Motion 13 bietet Ihnen nahezu höchste Hörqualität in allen Situationen - ob Sie stehen, sprechen oder zuhören. Sogar auf Hörsituationen, in denen Sie sich bewegen, stellen sich die Hörsysteme automatisch über die **myControl-App** ein.
- Klarheit des Kluges**
Die Hörgeräte Motion 13 beeindruckt durch einen natürlichen und klaren Klang in nahezu allen Situationen - auch in lauter Umgebung.



- Eine maßgeschneiderte Hörerfahrung**
Die Hörgeräte Motion 13 bieten verschiedene Anpass- und Handhabungsmöglichkeiten, um Ihren Wünschen und Anforderungen zu entsprechen. Auf diese Weise kann Ihr Hörakustiker Ihnen die für Sie bestmögliche Hörlösung anpassen.
- Hörkomfort auf höchstem Level**
Die Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte Motion 13 sitzen angenehm und diskret hinter Ihrem Ohr. Ihre ergonomische Form bietet einen hohen Tragekomfort.
- Für nahezu jeden Hörverlust**
Leicht, moderat oder stark: Die Hörgeräte Motion 13 bewältigen alle Herausforderungen und geben Ihnen den natürlichen Klang des Lebens zurück.

Die Informationen in diesem Dokument enthalten allgemeine Beschreibungen der technischen Möglichkeiten, welche im Einzelfall nicht immer vorliegen müssen, und können ohne vorherige Bekanntgabe abgeändert werden.

Android und Google Play sind Handelsmarken von Google Inc. Apple App Store ist eine Handelsmarke von Apple Inc.

iPhone ist ein eingetragenes Warenzeichen von Apple Inc., registriert in den USA und anderen Ländern.

Motion 13

signia
Life sounds brilliant.

NATUR ALS VORBILD.

Die neuen Motion 13 Hörgeräte von Signia. Die flexible Lösung für die natürlichste Wahrnehmung der eigenen Stimme.



Hersteller
Signia GmbH
Henri-Dunant-Straße 100
91058 Erlangen
Deutschland

03273-99C1 | Gedruckt in Deutschland
©10.2017 Signia GmbH

Besuchen Sie uns auf:

signia-hoergeraete.de
signia-hoergeraete.at
signia-hoergeraete.ch

 facebook.com/signiahearinggermany

 youtube.com/signiahearing