

signia

Life sounds brilliant.



GUT HÖREN. GUT AUSSEHEN.

EIN STILVOLLER AUFTRITT

Mit dem neuen Styletto Connect sind Höreräteträger auf dem neuesten technischen Stand und auch optisch up to date: Denn die kompakte Akkuförm ermöglicht ein einzigartig schlankes Design. Drei modische Farbkombinationen sowie die edle Metalloptik machen das neue Styletto Connect zum trendigen Accessoire, das Menschen mit Hörminderung selbstbewusst und gerne tragen.

NATÜRLICHE KLANGQUALITÄT

Dank der innovativen Signia Nx-Technologie profitieren Menschen mit Hörminderung von natürlichem Klang und optimalem Sprachverstehen auch in lauten Umgebungen. Own Voice Processing (OVP™) lässt Höreräteträger die eigene Stimme so wahrnehmen, wie sie sie gewohnt sind. Die Spontanakzeptanz kann damit um bis zu 80% gesteigert werden*.

IMMER VERBUNDEN

Mit dem neuen Styletto Connect sind Höreräteträger stets am Puls der Zeit. In dem stylischen, modernen Design sorgt die Bluetooth®-Funktionalität für höchsten Komfort. So lassen sich Inhalte von Smartphone und TV zuverlässig in die Höreräte streamen.

Die Bluetooth® Wortmarke und das Logo sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Nutzung dieser Marke durch die Sivantos AG geschieht unter Lizenz. Andere Handelsmarken und -namen gehören den jeweiligen Inhabern.

ENERGIE TAG UND NACHT

Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku liefert Power den ganzen Tag, inklusive fünf Stunden Streaming-Dauer. Das mobile Ladegerät verfügt selbst über einen eingebauten Akku. Unabhängig von Kabeln oder Steckern versorgt es Styletto Connect so bis zu dreimal mit neuer Energie.

* 2017 "OVP-Studie" an der University of Northern Colorado. Untersucht wurde, welchen Einfluss Own Voice Processing auf die Spontanakzeptanz bei Erstanpassung von Hörsystemen hat. Weitere Details: www.signia-pro.com/ovp-study.

Styletto Connect - JETZT EXKLUSIV TESTEN!

Wollen auch Sie die Revolution in Klang, Design, Streaming und mobilem Laden erleben? Dann vereinbaren Sie bis zum xx.xx.2019 einen unverbindlichen Termin und tragen Sie das neue Styletto Connect kostenlos Probe.

 Schreiben Sie uns eine E-Mail an:
info@hoergeraete-mustermann.ch

 Rufen Sie uns an unter:
Tel.: 012/345 67 89

 Besuchen Sie uns direkt vor Ort:
Hörakustik Mustermann
Musterstr. 21 · 1234 Musterstadt

LOGO